

CHEX**Extractor Químico de Inyectores**

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
CHEX	10	23/02/2023

FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	CHEX es un producto especialmente formulado para ayudar a la extracción de los inyectores que se adhieren fuertemente debido a la cristalización que se forma por la pérdida o rotura de las juntas, el producto reblandece las carbonillas fuertemente adheridas para facilitar la extracción del inyector, ayudado por la herramienta especialmente indicada para esta acción, una vez desmontado utilice el producto para limpiar todos los residuos del inyector.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto directamente sobre la base del inyector y dejar actuar unos minutos, podrá ver como esa dura capa se reblandece para que a partir de ese momento comience a utilizar la herramienta para extraer el inyector golpeándolo fuertemente hasta conseguir sacar el inyector.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	PICTOGRAMAS	PRESENTACION
Aspecto: Líquido. Color: Incoloro. Olor: Característico. pH: 5-7		Envases de 400 ml. Ref.75708

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización